

# SaniKomfort

Komfortable Hygiene in Ihrer Praxis

Geck®



Gemäß § 8 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) ist die Aufbereitung von Ultraschallsonden (Urologie / Gynäkologie / Geburtshilfe) mit geeigneten validierten Verfahren durchzuführen.

Das RKI hat 2020 festgestellt, dass die Wischdesinfektion von semikritischen Ultraschallsonden nicht valide ist. Das BfArM hat sich dieser fachlichen Einschätzung angeschlossen.



J.D. Geck GmbH  
Grünwiese 28  
58762 Altena

Tel. +49 2352 542 - 0  
hygiene@geck.de

[www.geck.de](http://www.geck.de)

[geck.de](http://geck.de)


# Geck® SaniKomfort – Mehr Nutzerfreundlichkeit. Mehr Hygiene.

Mit dem SaniKomfort vereinfachen Sie die Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten. Mittels Tauchverfahren kann eine praxisnahe Anwendung durchgeführt werden.

Mehr Vorteile. Mehr Möglichkeiten.

- Ergonomisches Produktdesign für effiziente und sichere Handhabung
- Hochwertiges und neutrales Produktdesign harmonisiert mit nahezu jeder Praxisumgebung
- Optimierte Desinfektionsbehälter für die Tauchdesinfektion mit Skalierung für eine exakte Hinzugabe der Menge an Desinfektionsmittel oder Wasser und zur Verhinderung eines Überlaufs
- Aufbringung von Logos möglich
- Flacher Standfuß, dadurch geringe Stolpergefahr
- Zugelassen für alle flüssigen, nicht chlorbasierten Desinfektionslösungen

Der Geck® SaniKomfort bietet die perfekte Lösung für die tägliche Tauchdesinfektion



1.42 m  
Höhe

Edelstahl und Stahl  
Material

40 cm  
Breite

RAL 9005 Feinstruktur  
Farbe Rahmen

40 cm  
Tiefe

H 5 cm, B 25 cm, T 26 cm  
Ablage

30 kg  
Gewicht

20l Volumen  
Abfallbehälter